

<参考1> 検定済証書と印(ラベル)について

検定に合格した融着機に対しては、右のような検定済証書を発行いたします。

検定によって性能が維持されていることが証明されたと同時に、その時点に於ける性能の記録でもあります。

1枚しかありません。大切に扱って下さい。必要に応じて施主様に提示できるようにコピーを準備しておくことをお勧めします。

融着機検定済証書

型式番号: 000

検定番号: 2016年5月25日

項目	単位	測定値	許容値	判定
吐出量	g/min	0.78	1.50	合格
吐出圧	MPa	310	355	合格
吐出時間	min	270	710	合格

検定合格

2016年5月末日まで

検定に合格した融着機には、この様なラベルが貼付されます。1.5cm x 5.0cm程度の小さくて特殊な樹脂製のシールです。



【写真1 貼り付け場所】



【ラベルの拡大】

表面には保護用の封印テープが貼り付けられているため、剥がして再利用は出来ません。左の写真では見えづらいのですが、ラベル本体にも「開封済み」の文字が出てしまいます。剥がさないように注意して下さい。



【写真2 剥がさないで下さい】